



SANTRİFÜJ KULLANIM TALİMATI

Doküman No	BİY.TL.08
Yayın Tarihi	01.07.2009
Rev. No	00
Rev. Tarihi	
Sayfa No	1 / 1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Laboratuvar Sorumlusu	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; test için gerekli materyali (serum – plazma – idrar sedimenti) ayırtmaktır.

2. KAPSAM

Bu talimat, test materyalinin ayrıştırılması işlemini, laboratuvarında görevli biyokimya uzmanı ve laborantlar içerir.

3. TANIMLAR

Özel bir tanımı yoktur.

4. UYGULAMA

4.1. KULLANILAN CİHAZLAR / MALZEMELER

- . tüpler
- . santrifüj

4.2.Santrifüj edilmesi gereken materyal uygun tüplere konular ve dengeli olarak karşılıklı santrifüj cihazına yerleştirilir.

4.3. Cihazın start düğmesine basılarak cihaz çalıştırılır.

4.4. Yeterli süre geçince cihaz kapanır ve materyaller çıkarılır.

5. İLGİLİ KAYITLAR

İlgili bir kayıt yoktur.