



STERİZASYON ÜNİTESİ TEMİZLİK PLANI

Dokuman No:	STE.PL.02
Yayın Tarihi:	07.11.2014
Rev.No:	00
Rev.Tarihi:	
Sayfa No:	1/1

Hazırlayan Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi	İnceleyen Kalite Yönetim Direktörü	Onaylayan Başhekim
--	---------------------------------------	-----------------------

STERİLİZASYON ÜNİTESİ	GÜNLÜK	HAFTALIK	AYLIK	YAPILACAK İŞLEMLER
OTOGLAV İÇİ	Hergün 1 kez ve gerektiğinde			Otoglav içi sıvı deterjan ile temizlenir, durulanır ve mutlaka kurulanır.
OTOGLAV DIŞI	Her kullanımdan sonra ve gerektiğinde silinir			Deterjanlı su ile silinir ve durulanır.
PAKETLEME TEZGAHI	Hergün 1 kez			Deterjanlı su ile silinir ve durulanır.
ZEMİN	Hergün 1 kez ve gerektiğinde		Aylık olarak deterjanla (yıkama makinesi ile) yıkanır.	Deterjanlı su ile silinir ve durulanır.

*Kan ve vücut sıvıları döküldüğünde; dökülen sıvı kağıt peçeteye emdirilir ve yüzey dezenfektanı ile silinir, kurulanır.

**Tuvalet ve banyolarda klozet hariç, ıslak alanlar (lavabo, fayans, duşakabin vb.) SARI;
Klozet KIRMIZI
Genel kuru alanlar MAVİ
Koridorlar YEŞİL renkli temizlik bezi ve aynı renkte kova kullanarak temizlik yapılır.