

	<b>STERİL MALZEME SAKLAMA VE DAĞITIM TALİMATI</b>	Döküman No	STE.TL.02
		Yayın Tarihi	01.12. 2009
		Rev. No	00
		Rev. Tarihi	-
		Sayfa No	1/1

Hazırlayan	İnceleyen	Onaylayan
Ameliyathane Sorumlu Hemşiresi	Kalite Yönetim Direktörü	Başhekim

### 1.AMAÇ

Sterilizasyonu yapılmış tüm malzemelerin depolanması konusunda bir yöntem belirlemektir.

### 2. KAPSAM

Steril edilmiş malzeme ve cerrahi el aletlerinin sterilizasyon ve son kullanma tarihlerinin kontrolünü, Ameliyathane, cerrahi servisler ve yoğun bakım çalışanlarını kapsar.

### 3.TANIMLAR / KISALTMALAR:

ETO: Ethilen Oksid Sterilizatörü

### 4. UYGULAMA:

- 4.1. Steril depo alanı trafikten uzak olmalıdır.
- 4.2. Depoya ilk giren malzeme önce kullanılır, malzemelerde ilk giren ilk kullanılır ilkesine uygun olarak yerleştirilir.
- 4.3. Malzemenin üzerine cinsi, sterilizasyon tarihi ve son kullanma tarihi bulunur.
- 4.4. Kirli malzemeler steril malzemelerle birlikte bulunmaz.
- 4.5. Kullanım sırasında sterilizasyon tarihi mutlaka kontrol edilir, herhangi bir şüphe durumunda kesinlikle kullanılmaz.
- 4.6. Steril malzemeler bölümlere göre depolanır.
- 4.7. Steril kağıt paket üzerine kalemle tarih yazılmaz.
- 4.8. Depolama alanı nemden uzak olmalı ve doğrudan güneş almamalıdır.
- 4.9. Steril paketler, çekmece, raf ve dolaplarda sıkıştırılmamalıdır.
- 4.10. Depolama alanının yer, duvar, raf ve çekmeceleri kolay temizlenebilir malzemeden olmalıdır.
- 4.11. Steril malzeme rafları; yerden 20- 30 cm yukarda, 15 cm aşağıda olmalıdır.
- 4.12 Sterilizasyona malzeme teslimi ve sterilizasyondan malzeme teslimi Sterilizasyon Malzeme Teslim Formu ile ameliyathane personeli tarafından gerçekleştirilir.

### STERİL MALZEMENİN RAF ÖMRÜ:

Buhar otoklavından çıkan kumaş paketler kapalı dolaplarda 2 hafta, açık dolaplarda 1 hafta saklanmalı.

Çift kat kumaş wrap kağıtla yapılan paketler 1 ay,

Çift katlı şeffaf kağıt poşetler 6 ay,

Tek kat şeffaf kağıt poşetler 3 ay,

Filtreli konteynerler 6 hafta,

ETO ile steril edilen malzeme tek kat şeffaf poşetlerde 3 ay,

ETO ile steril edilen malzeme çift kat şeffaf poşetlerde 6 ay saklanmalıdır.

### 5.İLGİLİ DOKÜMANI:

STE.FR.01 Sterilizasyon Malzeme Teslim Formu